

Dyne TA-Blunt kit

높은 효율로 빨리, Self Ligation 없이


Cloning 할 수 있는 방법!

Q1. 기존 방법의 Cloning이 1시간 이상 오래 걸려요.

빨리, 높은 효율로 Cloning할 수 있을까요?

A1. Dyne TA-Blunt Kit로



- 5~15분 안에 끝!
- TOPO를 이용하여 Ligase 없이 Cloning.
- TA와 Blunt end DNA를 하나의 kit로 Cloning



Q2. Self Ligation이 안됐으면 좋겠어요

A2. Dyne TA-Blunt kit는 Self ligation 시 ccdB

독소가 발현되어 colony가 자라지 않습니다.



Cat. No.	품명	용량	가격 (원)
DYK1050	Dyne TA-Blunt kit	20 rxns	248,000

DYNE BIO
다인바이오주식회사

경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14, B-B205/2005

(상대원동, 우림라이온스밸리 2차)

TEL : 031) 748-8166 / FAX : 031) 748-8265 E-mail : dyne@dynebio.co.kr

URL : www.dynebio.co.kr Facebook : www.facebook.com/dynebio