

NEW

# ToxinCleanic Endotoxin Removal Kit

“단백질 시료 내에 존재하는 endotoxin (LPS) 제거”



## ◦ 간편성

Resin에 단백질 시료를 통과시켜 손쉽게 endotoxin을 제거할 수 있습니다.

## ◦ 경제적

5번 이상 안정적으로 재사용이 가능하여 경제적입니다.

## ◦ 우수한 성능

대상 시료 내에 포함된 endotoxin을 최소 90% 이상 제거 할 수 있습니다.  
(Resin 1 ml 당 최소 2,000,000 EU (1 EU= 0.1ng)의 endotoxin을 제거)




Fig.1. LPS-FITC conjugation sample에 대한 각 fraction 별 FITC 형광 값 측정 결과

(Input: LPS-FITC 10<sup>6</sup> EU/ml-2 ml, fraction volume-1 ml, resin 사용량:1 ml (50% slurry), Column volume-1 ml). LPS에 FITC(형광물질)가 conjugation된 sample의 flow fraction에 대한 형광값 측정으로 분석한 샘플의 통과 전/후 농도 감소율 90% 이상 확인




Fig.2. Fraction당 회수되는 Ig 농도

(Input: IgG 500 ug/1 ml, flow fraction volume: 1 ml, column volume: 1 ml)  
Human IgG의 flow fraction의 Ig 농도 측정 결과 85% 이상을 회수 (280 nm Abs. 측정을 통한 Ig 농도 정량)

프로모션 기간:  
2019.02.20~2019.05.31



선착순  
30개 한정  
스타벅스  
커피쿠폰 증정!

스타벅스 아이스아메리카노 Tall

출시 기념 프로모션

ToxinCleanic Endotoxin Removal Kit (Cat. No. K-7800)

30% OFF!

₩300,000 →

₩210,000

유의 사항

1. 사은품은 제품 구매수량과 동일한 수량으로 발송됩니다.
2. 사은품은 모바일로 발송되므로 온라인 주문 시 요청사항에 정확한 휴대폰번호를 입력해 주시기 바랍니다. (영업사원을 통한 주문 시 영업사원에게 휴대폰번호를 알려주시기 바랍니다.)
3. 스타벅스 아이스 카페아메리카노 Tall 기프트콘 발송은 매월 결제 건에 한하여 익월 5일에 일괄 발송됩니다.
4. 사은품 수량 소진시 별도 공지없이 이벤트가 종료될 수 있습니다.

**BIONEER**  
Innovation • Value • Discovery

제품주문 및 문의 : 1588-9788

본사 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (문평동) [www.bioneer.co.kr](http://www.bioneer.co.kr)

바이오니아R&D센터 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동) 코리아바이오파크 B동 702호